

CIP 200®

Formulated Acid Cleaner

(Limpiador de fórmula ácida)



El limpiador de fórmula ácida CIP 200 es un detergente de altas prestaciones, diseñado para su uso en la industria farmacéutica, biotecnológica, cosmética y de otros tipos que precisan un limpiador efectivo y validable. La fórmula de este producto incluye ácido fosfórico, agentes limpiadores surfactantes, agentes quelantes y otros ingredientes básicos. Genera escasa espuma, por lo que está diseñado para su utilización en aplicaciones a alta presión. Se dispone de un amplio paquete de soporte de validación para cubrir objetivos analíticos específicos.

Aplicaciones

- Equipos de procesamiento
 - Recipientes de procesamiento
 - Reactores
 - Mezcladores
 - Prensas de comprimidos
- Desincrustación y pasivación
- Limpieza de componentes
- Lavado ultrasónico
- Cristalería de laboratorio



Características

Beneficios

Limpiador de fórmula ácida.	Limpia con un amplio espectro de productos químicos.
Se dispone tanto de métodos específicos como no específicos para detectar los residuos del agente limpiador. Los métodos incluyen HPLC, TOC, conductividad, etc.	Ayuda en el proceso de validación al disminuir la necesidad del cliente de desarrollar su propio método analítico.
Fabricado en instalaciones validadas por la FDA con certificado ISO 9001.	Cumple los más exigentes estándares en fabricación y seguridad de calidad.
Sin aclarado.	Fácilmente eliminable de las superficies de los materiales. Ahorra tiempo y reduce el consumo de agua.
Total trazabilidad del lote.	Mantiene la seguridad y control de calidad.
Compromiso de integridad del producto.	Ofrece integridad en la formulación y un suministro futuro continuado.
Los procesos de limpieza utilizan un intervalo de dilución entre 1% y 5%.	La limpieza eficiente reduce el tiempo de parada del equipo y ahorra gastos.

Soporte técnico

Existe a disposición del usuario un equipo altamente cualificado de químicos, microbiólogos e ingenieros, avalado por la industria, para responder a consultas sobre productos y procesos. El Soporte Técnico de STERIS está organizando actualmente seminarios, tanto en instalaciones del usuario como externos, con temario centrado en los procesos de limpieza y su validación. Se ha desarrollado una amplia biblioteca de datos técnicos, informes de laboratorio, métodos analíticos y estudios de casos, entre los que se tratan la citotoxicidad, la LD 50, la compatibilidad de sustratos, etc.



Programa PACE

El programa de Evaluación de procesos y limpieza, PACE, (Process And Cleaner Evaluation) se ha diseñado para proporcionar a nuestros clientes recomendaciones sobre un protocolo de limpieza efectivo. STERIS ha diseñado este protocolo definiendo los parámetros según el tipo de producto químico, la concentración, la duración de la limpieza, la temperatura, el método de limpieza y la calidad del agua. El programa PACE es un primer paso fundamental para cualquier aplicación de limpieza.

Propiedades físicas

Forma	Líquido transparente e incoloro
Olor	Ligero, a producto químico
Densidad a 25°C	1,34
pH – solución al 1%	2,0
Solubilidad	Total
Espuma	Escasa y controlada
Aclarado	Excelente

Información para pedidos

Cubo de 18,93 litros	1D20-05EC
Tambor de 208,18 litros	1D20-01EC
Contenedor de 1.135,5 litros	1D20-P7EC

STERIS Corporation es un proveedor mundial de sistemas de control de la contaminación, productos y servicios para los mercados farmacéutico, biotecnológico, de dispositivos médicos, laboratorios de investigación e industria en general. Nuestras soluciones cubren todos los aspectos del descubrimiento y desarrollo de productos, a través de laboratorios de investigación, laboratorios de investigación animal y procesos de producción o fabricación.

ID de la publicación: #M1597ES.2003-03, Rev. A ©2003 STERIS Corporation. (2500) Reservados todos los derechos.	Oficinas de STERIS en el mundo Alemania 49 2233 69990 Benelux 32 2 523 2488 Canadá 800 661 3937 España 34 916 585 920 Francia 33 1 44 882688 Italia 39 02 2130341 Japón 81 78 321 2271 Latinoamérica 305 442 8202 Países Nórdicos 358 9 25851 Reino Unido 44 1256 840400 Singapur 65 68 41 7677 Suecia 46 152 228 30
	Tecnologías para Prevenir la Infección y la Contaminación™

STERIS® STERIS Corporation
 5960 Heisley Road
 Mentor, OH 44060-1834 ■ EE.UU.
 440-354-2600 ■ 800-444-9009
www.steris.com