

# Spor-Klenz<sup>®</sup>

## Listo para usar

### Esterilizante en frío



El esterilizante en frío listo para usar Spor-Klenz es un esporicida líquido especialmente formulado para esterilizar y desinfectar superficies duras. El esterilizante listo para usar Spor-Klenz es una mezcla estabilizada de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético que proporciona un control microbiano rápido y eficaz.

El esterilizante listo para usar Spor-Klenz ofrece:

- > Dilución consistente en todo momento debido a que no es necesario ninguna mezcla o activación
- > Control microbiano frente a bacterias, hongos, virus y esporas bacterianas
- > Versatilidad de uso como esterilizante, esporicida, desinfectante de alto nivel o sanitizante
- > Bajo perfil toxicológico para garantizar la seguridad del usuario



## Aplicaciones

- > Instalaciones farmacéuticas, de biotecnología, de productos sanitarios y de medicina comparativa
  - Áreas de procesamiento, incluidos suelos, paredes, techos, encimeras, campanas BSL, carros y equipos
- > Centros de investigación y Laboratorios
- > Cualquier zona en la que se requiera control de la contaminación


## Características y beneficios

- > Eficacia microbiológica de amplio espectro demostrada mediante protocolos AOAC y EN
- > Principios activos notificados de conformidad con la Directiva comunitaria sobre productos biocidas (BPD)
- > Formulación lista para usar
  - Elimina los errores en la preparación de la dilución así como la necesidad de validar los procedimientos de preparación
  - Ahorra tiempo y trabajo, ya que no es necesario ningún tipo de mezcla ni de activación
- > Reutilizable durante un máximo de 28 días, lo que reduce el desperdicio del producto
- > Total trazabilidad del lote
- > El certificado de análisis contiene resultados de esterilidad USP y de filtrado a 0,22 µm



# Spor-Klenz Listo para usar

## Esterilizante en frío



1. LOS PRODUCTOS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE SE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA Y GENERALMENTE NO SON ESPORICIDAS.
2. LA PROGRESIÓN ASCENDENTE EN LA PIRÁMIDE INDICA UN MAYOR RENDIMIENTO EN GENERAL Y UN ESPECTRO MÁS AMPLIO DE DEMANDAS.

## Información sobre pedidos

### Estados Unidos

Botella de un cuarto de galón (relleno de 850 ml)	4 por caja	6525-M2
Pulverizador para botella de 850 ml con doble bolsa y Gamma irradiado	4 por caja	6526-Q8
Botella de 1 galón (relleno de 3200 ml)	4 por caja	6525-O1
Bidón de 55 galones (relleno de 50 galones)	unidad	6525-P4

### Europa

Botella de 850 ml	4 por caja	6525-M2EC
Pulverizador para botella de 850 ml con doble bolsa y Gamma irradiado	4 por caja	6526-Q8
Botella de 3200 ml	4 por caja	6525-08EC

STERIS ofrece una amplia gama de desinfectantes, productos para el cuidado de la piel, detergentes y productos de garantía de la esterilización para satisfacer sus necesidades. También ofrecemos una asistencia técnica de altísimo nivel para ayudarle a diseñar el programa de limpieza más eficaz para sus instalaciones. Póngase en contacto con su responsable de ventas nacional o consulte nuestro catálogo en [www.steris.com/lifesciences/lifesciences.cfm](http://www.steris.com/lifesciences/lifesciences.cfm)

### Fuentes mixtas

Grupo de productos provenientes de bosques bien gestionados y sostenibles, fuentes controladas y fibras o maderas recicladas.

Impreso con tinta a base de soja y revestimientos acuosos en papel con la certificación «Verde» FSC.



STERIS Corporation  
5960 Heisley Road  
Mentor, OH 44060-1834 · EE.UU.  
440-354-2600 · 800-548-4873  
[www.steris.com](http://www.steris.com)

STERIS Iberia S.A.  
c/ Caléndula, 95 Miniparc II,  
El Soto de La Moraleja  
28109 Alcobendas Madrid, España  
Teléfono: +3491-658-5920  
Fax: +3491-625-0115